

BioMedAI Gestion Biomedica Inteligente	FICHA TECNICA BioMed AI	Version	3	Fecha	Junio 2025
		Proceso	Servicio Tecnico	Pagina	1 de 1

EQUIPO	LIPOSURG - VIBROPLIPO	MARCA	NOUVAG
MODELO	LIPOSURG	REFERENCIA	3392
SERIAL	1485U2404R		

DESCRIPCION DEL EQUIPO

LipoSurg es un equipo fabricado y desarrollado en Suiza pensado en la comodidad del cirujano. Su tecnologia PAL (Power Assisted Liposuction) hace del procedimiento seguro, rapido y capaz de producir resultados iguales o superiores a la tecnica convencional. La consola compacta integra bomba peristaltica para la infiltracion de la solucion tumescente y permite infiltrar con vibracion si el cirujano lo desea.

INFORMACION DE REGISTRO

MARCA	NOUVAG	MODELO	3362
REGISTRO INVIMA	2019EBC-0020551	CLASIFICACION DE RIESGO	IIB
PAIS DE ORIGEN	Suiza	VIDA UTIL	5 anos

INFORMACION TECNICA

Tension de red	100 V~ / 115 V~ / 230 V~, 50/60 Hz
Fusible	2 fusibles, T 3.15 AL, 250 V AC
Frecuencia de alimentacion	50-60 Hz
Potencia	120 VA
Peso de la unidad principal	3.4 kg
Tamano de la unidad principal	260 x 250 x 110 mm
Clase de proteccion	Clase I
Peso pieza de mano	235 gr
Acoplamiento del motor	ISO 3964
Velocidad maxima del motor	12.000 rpm
Torque maximo del motor	6 Ncm
Caudal de la bomba	1 - 400 cc/min
Presion maxima de la bomba	2.0 bar
Longitud del cable del motor	4 m
Frecuencia del convertidor reciprocante	2.700, 3.000, 3.300, 3.600, 3.900 c/m
Proteccion del pedal	IPX8

CONDICIONES AMBIENTALES

	Transporte y almacenamiento	Para uso
Temperatura ambiente	0°C ~ +60°C	10°C ~ +30°C

Humedad relativa	10% ~ 93%	15% ~ 80%
Presion atmosferica	700 - 1060 hPa	800 - 1060 hPa

METODOS DE ESTERILIZACION

Se recomienda esterilizar la pieza de mano por el metodo Sterrad y los demas instrumentos en autoclave a vapor maximo 132°C minimo (por gravedad 20 minutos de exposicion, por vacio de 4 a 5 minutos) 20 a 30 minutos de tiempo de secado. Si utiliza un autoclave, retire la pieza de mano inmediatamente despues de que se complete el ciclo de secado. Deje enfriar al menos 30 minutos antes de su uso.

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

Accesorios	Tobera para lubricar Ref. 19584, tubo de silicona para mango Ref. 29063, canulas
Consumibles	Set de infiltracion Ref. 6022, lubricante