

BioMedAI Gestion Biomedica Inteligente	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Version	3	Fecha	Junio 2025
		Proceso	Servicio Tecnico	Pagina	1 de 1

EQUIPO	LIPOSURG - VIBROPLIPO	MARCA	NOUVAG
MODELO	LIPOSURG	REFERENCIA	3392
SERIAL	1485U2404R		

PRINCIPIO FISIOLÓGICO DE FUNCIONAMIENTO

LipoSurg es una unidad de control que incluye un accionamiento motorizado y una bomba peristáltica, que se utiliza en combinación con un motor electrónico, una pieza de mano, juegos de tubos estériles de un solo uso y una bomba de vacío, para procedimientos de liposucción asistida por potencia (PAL).

CLASIFICACION

CLASIFICACION BIOMEDICA	CLASIFICACION DE RIESGO
Equipo de Tratamiento	Riesgo Alto (IIB)

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PRUEBA / ACTIVIDAD	OBSERVACION / COMENTARIO	APROBO	NO APROBO
Limpieza de pieza de mano	Después de la utilización de la pieza limpiarla con agua corriente y jabón enzimático.		
Inspección de cables de conexión y alimentación	Inspeccionar diariamente el cable de conexión con la pieza de mano y el cable de alimentación para comprobar la existencia de posibles daños.		
Limpieza de consola	Limpiar la consola con un paño de limpieza suave. No utilizar alcohol, thinner, bencina u otros solventes fuertes ya que podrían causar daños.		
Verificación de condiciones de transporte y almacenamiento	Humedad relativa del aire: Max. 90% Temperatura: 0 a 60°C Presión atmosférica: 700 a 1060 hPa		
Verificación de condiciones de uso	Humedad relativa del aire: Max. 80% Temperatura: 10 a 30°C Presión atmosférica: 800 a 1060 hPa		
Verificación de funcionamiento del motor	Verificar velocidad de operación en 12.000 rpm. Comprobar torque máximo de 6 Ncm.		
Verificación de la bomba peristáltica	Verificar caudal en rango de 1 a 400 cc/min. Comprobar presión máxima de 2.0 bar.		
Lubricación del micromotor	Realizar lubricación al micromotor al menos cada tres usos según recomendación del fabricante.		
Verificación del pedal	Verificar funcionamiento del pedal y protección IPX8. Verificar longitud del cable (3 m).		
Prueba funcional general	Encender el equipo y verificar todos los parámetros de operación en pantalla. Confirmar que no hay alarmas activas ni mensajes de error.		

FIRMA Y APROBACION

Tecnico Ejecutor	Ingeniero Supervisor	Representante de la IPS
BioMed AI	BioMed AI	(Nombre de la institucion)