

BioMedAI Gestion Biomedica Inteligente	REQUISITOS DE PRE INSTALACION	Version	3	Fecha	Junio 2025
		Proceso	Servicio Tecnico	Pagina	1 de 1

EQUIPO	LIPOSURG - VIBROPLIPO	MARCA	NOUVAG
MODELO	LIPOSURG	REFERENCIA	3392
SERIAL	1485U2404R		

INSTALACION DEL EQUIPO

1.	El radio de accion del aparato con el cable y la pieza angular no debe estar limitado por factores externos.
2.	La vista de la pantalla debe estar garantizada en todo momento.
3.	El interruptor de pedal se debe posicionar a una distancia de un paso entre el paciente y el cirujano.
4.	Se debe prestar explicitamente atencion a que no puedan caer objetos sobre el pedal.
5.	El enchufe de red situado en el lado posterior del aparato debe estar siempre accesible.
6.	Las ranuras de ventilacion en el motor deben mantenerse libres para evitar un aumento excesivo de la temperatura. Cuando se inserta el motor electronico

CONEXION A LA FUENTE DE ALIMENTACION

ADVERTENCIA: Controlar el voltaje de operacion al lado del interruptor principal y chequear la tension de alimentacion antes de conectar el aparato.

Si la tension indicada no coincide con la tension de red local, se debe girar el soporte gris del fusible a la tension correcta siguiendo estos pasos:

A)	Tirar del cable de alimentacion.
B)	Abrir la cubierta de los fusibles con un destornillador.
C)	Extraer el soporte del fusible.
D)	Extraer el soporte gris del fusible y volver a insertarlo de forma que en la ventanilla aparezca el valor de la tension de red local.
E)	Insertar el soporte gris del fusible y cerrar la cubierta del fusible.
F)	Controlar el voltaje en la cubierta del fusible.
G)	Reconectar el enchufe a la unidad de control.

MEDIDAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS

1.	Para evitar el riesgo de una descarga electrica, el aparato solo se debe conectar a una red de alimentacion con conductor de tierra.
2.	Para conectar el dispositivo a la fuente de alimentacion, solo se puede usar un cable de alimentacion probado y certificado.
3.	No modificar el cable de alimentacion ni el enchufe bajo ninguna circunstancia.
4.	Verificar que el voltaje de la red coincide con el voltaje indicado en la placa del equipo antes de conectar.

VERIFICACION POST-INSTALACION

ITEM	CRITERIO DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
1	El radio de accion del equipo no esta restringido			
2	La pantalla es visible desde la posicion del operador			

3	El pedal esta posicionado correctamente			
4	El enchufe de red es accesible			
5	Las ranuras de ventilacion del motor estan libres			
6	El voltaje de red coincide con el del equipo			
7	El cable de alimentacion esta en buen estado			
8	Prueba funcional exitosa			

FIRMA DEL INSTALADOR

Tecnico Instalador

BioMed AI

Fecha: _____

Recibido por (Firma del cliente)

(Nombre de la institucion)

Fecha: _____