

|                                                                                  |                       |                                               |            |                                                                                                                                                                     |  |         |   |       |            |         |                  |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---|-------|------------|---------|------------------|--------|--------|
|  |                       | <b>REQUISITOS DE PRE INSTALACION</b><br>SYNAP |            | <table><tr><td>Version</td><td>3</td><td>Fecha</td><td>Junio 2025</td></tr><tr><td>Proceso</td><td>Servicio Tecnico</td><td>Pagina</td><td>1 de 1</td></tr></table> |  | Version | 3 | Fecha | Junio 2025 | Proceso | Servicio Tecnico | Pagina | 1 de 1 |
| Version                                                                          | 3                     | Fecha                                         | Junio 2025 |                                                                                                                                                                     |  |         |   |       |            |         |                  |        |        |
| Proceso                                                                          | Servicio Tecnico      | Pagina                                        | 1 de 1     |                                                                                                                                                                     |  |         |   |       |            |         |                  |        |        |
| EQUIPO                                                                           | LIPOSURG - VIBROPLIPO |                                               | MARCA      | NOUVAG                                                                                                                                                              |  |         |   |       |            |         |                  |        |        |
| MODELO                                                                           | LIPOSURG              |                                               | REFERENCIA | 3392                                                                                                                                                                |  |         |   |       |            |         |                  |        |        |
| SERIAL                                                                           | 1485U2404R            |                                               |            |                                                                                                                                                                     |  |         |   |       |            |         |                  |        |        |

## INSTALACION DEL EQUIPO

|    |                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | El radio de accion del equipo no debe estar limitado por factores externos.                 |
| 2. | La vista de la pantalla debe estar garantizada en todo momento para el operador.            |
| 3. | El enchufe de red debe estar siempre accesible para desconexion de emergencia.              |
| 4. | Las ranuras de ventilacion deben mantenerse libres para evitar sobrecalentamiento.          |
| 5. | Verificar que el voltaje de la red coincida con el voltaje indicado en la placa del equipo. |
| 6. | El area debe cumplir: temperatura 10-30 C, humedad relativa 15-80%.                         |

## CONEXION A LA FUENTE DE ALIMENTACION

**ADVERTENCIA:** Verificar el voltaje de operacion antes de conectar el equipo. El voltaje incorrecto puede causar danos irreparables.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD ELECTRICAS

|    |                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Conectar solo a red con conductor de tierra para evitar descarga electrica.        |
| 2. | Usar exclusivamente el cable de alimentacion original del equipo.                  |
| 3. | No modificar el cable de alimentacion ni el enchufe bajo ninguna circunstancia.    |
| 4. | Verificar que el voltaje de la red coincide con el voltaje de la placa del equipo. |

## VERIFICACION POST-INSTALACION

| Item | Criterio de verificacion                       | Cumple | No Cumple |
|------|------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1    | Radio de accion del equipo no restringido      |        |           |
| 2    | Pantalla y controles visibles para el operador |        |           |
| 3    | Enchufe de red accesible                       |        |           |
| 4    | Ventilacion del equipo garantizada             |        |           |
| 5    | Voltaje de red coincide con el del equipo      |        |           |
| 6    | Cable de alimentacion en buen estado           |        |           |
| 7    | Prueba funcional exitosa                       |        |           |

Tecnico Instalador

SYNAP

Recibido por (Cliente)

(Institucion)