

BioMedAI Gestion Biomedica Inteligente	HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMEDICO	Version	3	Fecha	01/06/2025
		Proceso	Servicio Tecnico	Pagina	1 de 2

EQUIPO	LIPOSURG - VIBROPLIPO	MARCA	NOUVAG
MODELO	LIPOSURG	REFERENCIA	3392
SERIAL	1485U2404R		

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO	LIPOSURG - VIBROPLIPO		
RAZON SOCIAL CLIENTE	(Nombre de la IPS)	CIUDAD	(Ciudad)
MARCA	NOUVAG	MODELO	LIPOSURG
REFERENCIA	3392	SERIAL	1485U2404R
FECHA DE COMPRA	10/10/2025	REG INVIMA	2019EBC-0020551
GARANTIA	1 ano	TECNOLOGIA	ELECTRONICA

DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR	(Nombre del proveedor)	CONTACTO	(Nombre del contacto)
DIRECCION	(Direccion del proveedor)	TELEFONO	(Telefono)
CORREO	(Correo electronico)		

DESCRIPCION DE USO ESPECIFICO

CLASIFICACION BIOMEDICA	CLASIFICACION RIESGO
Tratamiento y Mantenimiento	Moderado (IIA)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE	110 VAC	MAX. TORQUE MOTOR	6 Ncm	PESO	3.4 kg
FUSIBLE	3.15 A	VELOCIDAD	12.000 rpm	DIMENSIONES	260x250x110 mm
POTENCIA	120 VA	ACOPLAMIENTO	ISO 3964	VIDA UTIL	5 anos
FRECUENCIA	60 Hz	PROTECCION PEDAL	IPX8	LUBRICANTE MOTOR	SI
CABLE MOTOR	3 M	CABLE PEDAL	3 m	PROTECCION	CLASE I

COMPONENTES Y ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIAL
3362	Consola LipoSurg con cable	1485U2404R
1511	Vario Pedal IPX8	2553F2404R
2101	Micromotor electrico	4278M2406R
5077 NOU	Convertidor reciprocante	3735H2405R
5107	Mango	46462C2406R

1770	Atril	N/A
------	-------	-----

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

- Realizar lubricacion del dermatomo antes de cada esterilizacion.
- Realizar lubricacion al micromotor al menos cada tres usos.
- No sumergir pieza de mano, micromotor ni cable en ninguna sustancia durante el lavado.
- El parametro de esterilizacion es en autoclave a temperatura maxima de 134°C o esterilizar en oxido de etileno.

MANTENIMIENTO

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	SEMESTRAL
-----------------------------	-----------